

**ro** **Română**

**Modelele**

AERObag® – BM06-...V

(Mască de resuscitare din PVC cu supapă, cu măsurile 0, 1, 2, 3, 4 și 5)

Concepută pentru utilizare pe echipamentul de resuscitare, anestezie și ventilare

Material: PVC, HDPE pentru cârlig

Temperatura de depozitare: 15 °C ~ 25 °C

Umiditate relativă la depozitare: < 85%

- ⚠️ Atenție:**
  - Destinat utilizării de către personal calificat și instruit
  - Pentru performanță maximă, utilizați în termen de 3 ani de la data fabricației
  - Nu utilizați produsul în prezența anestezicelor inflamabile.
  - Nu sterilizați
  - Această mască este concepută să se potrivească cu un fitting ID de 15 mm
  - Dispozitivul este de unică folosință și nu trebuie reutilizat. Reutilizarea poate favoriza transmiterea unor infecții și poate reduce fiabilitatea și funcționalitatea produsului

**Instrucțiuni de utilizare:**

- Inspectați perna pentru presiunea corectă de umflare
- Conectați masca la un circuit de respirație sau la un dispozitiv de resuscitare
- Asigurați-vă că legăturile sunt sigure.
- Dacă există îngrijorări că masca nu va funcționa, înlocuiți imediat masca.



**sl** **Slovenščina**

**Modeli**

AERObag® – BM06-...V

(Dihalna maska iz PVC z ventilom velikosti 0, 1, 2, 3, 4 in 5)

Zasnovano za uporabo z opremo za oživljanje, anestezijo in ventilacijo

Material: PVC, HDPE za kaveljček

Temperatura shranjevanja: 15 °C - 25 °C

Relativna vlažnost shranjevanja: < 85 %

- ⚠️ Pozor:**
  - Namenjeno za uporabo s strani usposobljenega osebja.
  - Za najboljše delovanje uporabite v 3 letih od datuma izdelave.
  - Ne uporabljajte v prisotnosti vnetljivih anestetikov.
  - Ne sterilizirajte
  - Ta maska je zasnovana tako, da se ujema s standardnim nastavkom z notranjim premerom 15 mm.
  - Pripomoček je namenjen samo za enkratno uporabo; ne uporabite ga ponovno. Ponovna uporaba lahko povzroči navzkrižno okužbo ter okrnitev zanesljivosti in učinkovitosti izdelka

**Navodila za uporabo:**

- Preverite, ali je blazina pravilno napihnjena
- Masko priključite na dihalni krogotok ali sistem za oživljanje
- Prepričajte se, da so priključki pritrjeni.
- Če obstaja bojazen, da bo maska odpovedala, jo takoj zamenjajte.

**cs** **Česky**

**Modely**

AERObag® – BM06-...V

(Resuscitační maska z PVC s ventilem ve velikostech 0, 1, 2, 3, 4 a 5)

Určeno pro použití na resuscitačních, anesteziologických a ventilačních přístrojích.

Materiál: PVC, HDPE pro háček

Skladovací teplota: 15 °C ~ 25 °C

Relativní vlhkost při skladování: < 85 %

- ⚠️ Upozornění:**
  - Určeno k používání školeným personálem
  - V zájmu zachování optimálních funkčních vlastností prostředku jej použijte do tří let od data výroby
  - Nepoužívejte v přítomnosti hořlavých anestetik.
  - Nesterilizovat!
  - Tato maska je navržena tak, aby se dala spojit se standardním příslušenstvím o průměru 15 mm
  - Tento prostředek je jednorázový a nesmí být používán opakovaně. Při opakovaném použití může dojít ke křížové infekci a snížení spolehlivosti a funkčnosti prostředku.

**Návod k použití:**

- Zkontrolujte správný tlak vzduchu v polštáři.
- Připojte masku k dýchacímu okruhu nebo resuscitačnímu zařízení
- Ujistěte se, že jsou spoje zajištěny.
- Pokud existuje obava ze selhání masky, okamžitě masku vyměňte.

**sk** **Slovensky**

**Modely**

AERObag® – BM06-...V

(Resuscitačná maska z PCV s ventilom vo veľkostiach

0, 1, 2, 3, 4 a 5)

Navrhnuté na použitie s vybavením na resuscitáciu, anestéziu a ventiláciu

Materiál: PVC, háčik z HDPE

Teplota skladovania: 15 °C – 25 °C

Relatívna vlhkosť pri skladovaní: < 85 %

- ⚠️ Upozornenie:**
  - Určené na použitie kvalifikovaným vyškoleným personálom.
  - Pre dosiahnutie najlepšieho výkonu použite do 3 rokov od dátumu výroby.
  - Nepoužívajte v prítomnosti horľavých anestetík.
  - Nesterilizujte.
  - Táto maska je navrhnutá na pripojenie k štandardnému dielu s vnútorným priemerom 15 mm.
  - Pomôcka je určená na jedno použitie a nesmie sa používať opakovane. Opakované použitie môže spôsobiť krížovú infekciu a znížiť spoľahlivosť a funkčnosť výrobku.

**Návod na použitie:**


- Skontrolujte, či je v nafúknutom vankúšiku správny tlak.
- Pripojte masku k dýchaciemu okruhu alebo resuscitačnej pomôcke.
- Overte pevnosť spojení.
- Ak sa obáivate zlyhania masky, ihneď masku vymeňte.

**HUM**  
Systems for Life®

**QTY: 1**

**4**  
**Size**

**AERObag® – BM06-4V**



<b>de</b>	PVC-Beatmungsmaske mit Ventil, Größe 4	<b>en</b>	PVC resuscitation mask with valve, size 4
<b>fr</b>	Masque de réanimation en PVC avec valve, taille 4	<b>nl</b>	PVC beademingsmasker met ventiel, maat 4
<b>it</b>	Maschera per rianimazione in PVC con valvola, misura 4	<b>es</b>	Mascarilla de reanimación de PVC con válvula, tamaño 4
<b>pt</b>	Máscara de reanimação em PVC com válvula, tamanho 4	<b>pl</b>	Maska do resuscytacji z zaworem wykonana z PVC, rozmiar 4
<b>ro</b>	Mască de resuscitare din PVC cu supapă, mărime 4	<b>cs</b>	Resuscitační maska z PVC s ventilem, velikost 4
<b>sk</b>	Resuscitačná maska z PCV s ventilom, veľkosť 4	<b>sl</b>	Dihalna maska iz PVC z ventilom, velikost 4



	Manufactured by: HSINER Co., Ltd., 312, Jhongshan Rd., Shengang Dist, Taichung City 429, Taiwan		HUM Gesellschaft für Homecare und Medizintechnik mbHZum Pier 79   44536 Lünen   Germany FON +49 (0)2 31 880885-0   FAX +49 (0)2 31 880885-58 E-Mail: sales@hum-online.de   www.hum-online.de
<b>EC REP</b>	EU Representative: mdi Europa GmbH, Langenhagener Str. 71, D-30855 Langenhagen		ID 7445826 Rev. 1.0   10.01.2024



**de** **Deutsch**

**Modelle**

AERObag® – BM06-...V

(PVC-Beatmungsmaske mit Ventil in den Größen 0, 1, 2, 3, 4 und 5)

Zur Verwendung mit Reanimations-, Anästhesie- und Beatmungsgeräten
Material: PVC, Haken aus HDPE
Lagertemperatur: 15°C ~ 25°C
relative Luftfeuchte: <85%

- ⚠**Achtung:**

  - Darf nur von qualifiziertem und entsprechend unterwiesenem Personal angewendet werden.
  - Für eine optimale Produktleistung innerhalb von 3 Jahren ab dem Herstellungsdatum verwenden.
  - Nicht in der Nähe von entflammbaren Narkosemitteln verwenden.
  - Nicht sterilisieren.
  - Diese Beatmungsmaske passt für einen Standardanschluss mit 15 mm ID.
  - Das Produkt ist für den Einmalgebrauch vorgesehen und darf nicht wiederverwendet werden. Eine Wiederverwendung kann zu Kreuzinfektion führen und die Zuverlässigkeit und Funktionsfähigkeit des Produkts beeinträchtigen.

**Gebrauchsanweisung:**

- Luftpolster auf adäquaten Inflationsdruck kontrollieren
- Maske an ein Beatmungs- oder Reanimationsgerät anschließen
- Auf einen festen Sitz des Anschlusses achten.
- Sollte die Maske nicht ordnungsgemäß funktionieren, sofort ersetzen.

<b>en</b> <b>English</b>
<b>The Models</b> <p>AERObag® – BM06-...V</p> (PVC resuscitation mask with valve in the sizes 0, 1, 2, 3, 4 and 5)
<p>Designed for using on resuscitation, anesthesia and ventilation equipment</p> Material <span> </span> : PVC, HDPE for hook Storage temp: 15°C ~ 25°C Storage relative humidity: <85%
<div><span><span>⚠</span></span><b>Caution:</b></div> <ul style="list-style-type: none"><li>- Intended for use by qualified personnel trained</li> <li>- For the best performance, use within 3 years from the date of manufacture</li> <li>- Do not use in the presence of flammable anesthetics</li> <li>- Do not sterilize</li> <li>- This mask is designed to mate with standard 15 mm ID fitting</li> <li>- The device is single use and must not be re-used. Reuse may cause cross infection and reduce product reliability and functionality</li></ul>
<b>Instruction for use:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Inspect cushion for proper inflation pressure</li> <li>Connect mask to a breathing circuit or resuscitation device</li> <li>Be sure connections are secured</li> <li>If there is concern of mask failure, replace mask immediately</li></ol>
<b>fr</b> <b>Français</b>
<b>Les modèles</b> <p>AERObag® – BM06-...V</p> (Masque de réanimation en PVC avec valve de tailles 0, 1, 2, 3, 4 et 5)
<p>Conçu pour une utilisation avec des équipements de réanimation, d’anesthésie et de ventilation</p> Matière <span> </span> : PVC, PEHD pour le crochet Température de stockage <span> </span> : 15 °C ~ 25 °C humidité relative de stockage <span> </span> : <85 <span> </span> %
<div><span><span>⚠</span></span><b>Attention<span> </span>:</b></div> <ul style="list-style-type: none"><li>- Utilisation réservée à des professionnels dûment formés</li> <li>- Pour garantir des résultats optimaux, à utiliser dans les 3 ans suivant la date de fabrication</li> <li>- Ne pas utiliser en présence d’anesthésiques inflammables.</li> <li>- Ne pas stériliser</li> <li>- Ce masque est conçu pour un couplage avec un raccord ID standard de 15 mm</li> <li>- Le dispositif est à usage unique et ne doit pas être réutilisé. La réutilisation du dispositif peut entraîner une infection croisée et réduire la fiabilité et la fonctionnalité du produit</li></ul>
<b>Mode d’emploi<span> </span>:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Contrôler la pression de gonflage du coussin</li> <li>Relier le masque à un circuit respiratoire ou dispositif de réanimation</li> <li>S’assurer que les connexions sont sécurisées.</li> <li>En cas de défaillance du masque, remplacer le masque immédiatement.</li></ol>
<b>pt</b> <b>Português</b>
<b>Modelos</b> <p>AERObag® – BM06-...V</p> (Máscara de reanimação em PVC com válvula nos tamanhos 0, 1, 2, 3, 4 e 5)
<p>Concebida para utilização em equipamento de reanimação, anestesia e ventilação</p> Material: PVC, com o gancho em HDPE Temperatura de armazenamento: 15 °C ~ 25 °C Humidade relativa de armazenamento: <85%
<div><span><span>⚠</span></span><b>Cuidado:</b></div> <ul style="list-style-type: none"><li>- Destinada a ser utilizada por pessoal qualificado com formação</li> <li>- Para um melhor desempenho, utilize no prazo de 3 anos a contar da data de fabrico</li> <li>- Não utilize juntamente com anestésicos inflamáveis.</li> <li>- Não reesterilize</li> <li>- Esta máscara está concebida em conformidade com o padrão de ajuste de diâmetro interior (ID) de 15 mm</li> <li>- O dispositivo é de utilização única e não deve ser reutilizado. A reutilização pode causar infeções cruzadas e reduzir a fiabilidade e a funcionalidade do produto</li></ul>
<b>Instruções de utilização:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Inspecione a almofada para confirmar se a pressão de insuflação é adequada</li> <li>Una a máscara a um circuito de respiração ou um dispositivo de reanimação</li> <li>Certifique-se de que as ligações estão bem fixas.</li> <li>Se existir risco de falha da máscara, substitua-a imediatamente.</li></ol>
<b>es</b> <b>Español</b>
<b>Los modelos</b> <p>AERObag® – BM06-...V</p> (Mascarilla de reanimación de PVC con válvula en los tamaños 0, 1, 2, 3, 4 y 5)
<p>Diseñada para usarse en equipos de reanimación, anestesia y ventilación</p> Material: PVC, HDPE para el gancho Temperatura de almacenamiento: 15 °C ~ 25 °C Humedad relativa en almacenamiento: < 85 <span> </span> %
<div><span><span>⚠</span></span><b>Precaución:</b></div> <ul style="list-style-type: none"><li>- Para uso por parte de personal con la cualificación y formación adecuadas.</li> <li>- Para un rendimiento óptimo, utilizar en el plazo de 3 años a partir de la fecha de fabricación.</li> <li>- No utilizar en presencia de anestésicos inflamables.</li> <li>- No reesterilizar.</li> <li>- Esta mascarilla está diseñada para empalmes de 15 mm D.I.</li> <li>- El producto es de un solo uso y no se debe reutilizar. La reutilización puede provocar infecciones cruzadas y reducir la funcionalidad y fiabilidad del producto</li></ul>
<b>Instrucciones de uso:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Verificar la presión de inflado del cojín.</li> <li>Conectar la mascarilla a un circuito de respiración o dispositivo de reanimación.</li> <li>Comprobar que las conexiones estén bien fijadas.</li> <li>Si se sospecha de cualquier fallo de la mascarilla, sustituirla de inmediato.</li></ol>
<b>it</b> <b>Italiano</b>
<b>Modelli</b> <p>AERObag® – BM06-...V</p> (Maschera per rianimazione in PVC con valvola nelle misure 0, 1, 2, 3, 4 e 5)
<p>Per apparecchiature di rianimazione, anestesia e ventilazione</p> Materiale: PVC, gancio in HDPE Temperatura di conservazione: 15 °C ~ 25 °C Umidità relativa di conservazione: <85%
<div><span><span>⚠</span></span><b>Attenzione:</b></div> <ul style="list-style-type: none"><li>- L’uso è riservato a personale qualificato e adeguatamente addestrato.</li> <li>- Per garantire le migliori prestazioni, utilizzare entro 3 anni dalla data di fabbricazione.</li> <li>- Non utilizzare in presenza di anestetici infiammabili.</li> <li>- Non sterilizzare.</li> <li>- Questa maschera è compatibile con raccordi standard da 15 mm di diametro interno.</li> <li>- Il dispositivo è monouso e non deve essere riutilizzato. Il riutilizzo può causare infezioni crociate e ridurre l’affidabilità e la funzionalità del prodotto.</li></ul>
<b>Istruzioni per l’uso:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Controllare il cuscino per verificare la corretta pressione di gonfiaggio.</li> <li>Collegare la maschera a un circuito di respirazione o a un dispositivo di rianimazione.</li> <li>Assicurarsi che i collegamenti siano saldi.</li> <li>In presenza di difetti accertati o presunti, sostituire immediatamente la maschera.</li></ol>

**nl** **Nederlands**

**De modellen**

AERObag® – BM06-...V

<b>nl</b> <b>Nederlands</b>
<b>De modellen</b> <p>AERObag® – BM06-...V</p> (PVC beademingsmasker met ventiel in maten 0, 1, 2, 3, 4 en 5)
<p>Ontworpen voor gebruik met reanimatie-, verdovings- en beademingsapparatuur</p> Materiaal: PVC, HDPE voor haak Opslagtemperatuur: 15°C ~ 25°C Relatieve vochtigheid bij opslag: <85%
<div><span><span>⚠</span></span><b>Opgelet:</b></div> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bestemd voor gebruik door gekwalificeerd en opgeleid personeel.</li> <li>- Voor de beste prestaties gebruiken binnen 3 jaar na productiedatum.</li> <li>- Niet gebruiken in aanwezigheid van brandbare anesthetic.</li> <li>- Niet steriliseren.</li> <li>- Dit masker is ontworpen voor gebruik met standaard ID-koppeling van 15 mm.</li> <li>- Het hulpmiddel is bestemd voor eenmalig gebruik en mag niet opnieuw worden gebruikt. Hergebruik kan leiden tot kruisbesmetting en de betrouwbaarheid en functionaliteit van het product beperken.</li></ul>
<b>Gebruiksaanwijzing:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Kussen controleren op juiste luchtdruk</li> <li>Masker aansluiten op een beademingscircuit of reanimatie-apparaat</li> <li>Controleren op juiste verbinding.</li> <li>Masker onmiddellijk vervangen bij vermoeden van defect.</li></ol>
<b>pt</b> <b>Português</b>
<b>Modele</b> <p>AERObag® – BM06-...V</p> (Maska do resuscytacji z zaworem wykonana z PVC, w rozmiarach 0, 1, 2, 3, 4 i 5)
<p>Zaprojektowano do stosowania w resuscytacji, znieczuleniu i ze sprzętem wentylacyjnym.</p> Materiał: PVC, HDPE (wieszak) Temperatura przechowywania: 15°C ~ 25°C Wilgotność względna przechowywania: <85%
<div><span><span>⚠</span></span><b>Przeostoga:</b></div> <ul style="list-style-type: none"><li>- Wyrób jest przeznaczony do użycia wyłącznie przez właściwie przeszkolonych pracowników.</li> <li>- Aby uzyskać najlepsze wyniki, nie przechowywać dłużej niż 3 lata od daty produkcji.</li> <li>- Nie stosować w obecności łatwopalnych środków znieczulających.</li> <li>- Nie sterylizować.</li> <li>- Maska została zaprojektowana tak, aby pasowała do standardowego mocowania ID 15 mm.</li> <li>- Wyrób jednorazowego użytku, nie wolno używać ponownie. Ponowne użycie może być przyczyną zakażenia krzyżowego oraz mieć negatywny wpływ na niezawodność i funkcjonalność produktu.</li></ul>
<b>Instrukcja użytkowania:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Sprawdzić mankiet pod kątem prawidłowego ciśnienia napelniania.</li> <li>Podłączyć maskę do obwodu oddechowego lub urządzenia do resuscytacji.</li> <li>Upewnić się, że wszystkie połączenia są szczelne.</li> <li>Jeśli istnieje podejrzenie uszkodzenia maski, natychmiast ją wymienić.</li></ol>

**en** **English**

**The Models**

AERObag® – BM06-...V

(PVC resuscitation mask with valve in the sizes 0, 1, 2, 3, 4 and 5)

Designed for using on resuscitation, anesthesia and ventilation equipment
Material : PVC, HDPE for hook
Storage temp: 15°C ~ 25°C
Storage relative humidity: <85%

- ⚠**Caution:**

    - Intended for use by qualified personnel trained
    - For the best performance, use within 3 years from the date of manufacture
    - Do not use in the presence of flammable anesthetics
    - Do not sterilize
    - This mask is designed to mate with standard 15 mm ID fitting
    - The device is single use and must not be re-used. Reuse may cause cross infection and reduce product reliability and functionality
- Instruction for use:**
- Inspect cushion for proper inflation pressure
  - Connect mask to a breathing circuit or resuscitation device
  - Be sure connections are secured
  - If there is concern of mask failure, replace mask immediately

<b>fr</b> <b>Français</b>
<b>Les modèles</b> <p>AERObag® – BM06-...V</p> (Masque de réanimation en PVC avec valve de tailles 0, 1, 2, 3, 4 et 5)
<p>Conçu pour une utilisation avec des équipements de réanimation, d’anesthésie et de ventilation</p> Matière <span> </span> : PVC, PEHD pour le crochet Température de stockage <span> </span> : 15 °C ~ 25 °C humidité relative de stockage <span> </span> : <85 <span> </span> %
<div><span><span>⚠</span></span><b>Attention<span> </span>:</b></div> <ul style="list-style-type: none"><li>- Utilisation réservée à des professionnels dûment formés</li> <li>- Pour garantir des résultats optimaux, à utiliser dans les 3 ans suivant la date de fabrication</li> <li>- Ne pas utiliser en présence d’anesthésiques inflammables.</li> <li>- Ne pas stériliser</li> <li>- Ce masque est conçu pour un couplage avec un raccord ID standard de 15 mm</li> <li>- Le dispositif est à usage unique et ne doit pas être réutilisé. La réutilisation du dispositif peut entraîner une infection croisée et réduire la fiabilité et la fonctionnalité du produit</li></ul>
<b>Mode d’emploi<span> </span>:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Contrôler la pression de gonflage du coussin</li> <li>Relier le masque à un circuit respiratoire ou dispositif de réanimation</li> <li>S’assurer que les connexions sont sécurisées.</li> <li>En cas de défaillance du masque, remplacer le masque immédiatement.</li></ol>
<b>pt</b> <b>Português</b>
<b>Modelos</b> <p>AERObag® – BM06-...V</p> (Máscara de reanimação em PVC com válvula nos tamanhos 0, 1, 2, 3, 4 e 5)
<p>Concebida para utilização em equipamento de reanimação, anestesia e ventilação</p> Material: PVC, com o gancho em HDPE Temperatura de armazenamento: 15 °C ~ 25 °C Humidade relativa de armazenamento: <85%
<div><span><span>⚠</span></span><b>Cuidado:</b></div> <ul style="list-style-type: none"><li>- Destinada a ser utilizada por pessoal qualificado com formação</li> <li>- Para um melhor desempenho, utilize no prazo de 3 anos a contar da data de fabrico</li> <li>- Não utilize juntamente com anestésicos inflamáveis.</li> <li>- Não reesterilize</li> <li>- Esta máscara está concebida em conformidade com o padrão de ajuste de diâmetro interior (ID) de 15 mm</li> <li>- O dispositivo é de utilização única e não deve ser reutilizado. A reutilização pode causar infeções cruzadas e reduzir a fiabilidade e a funcionalidade do produto</li></ul>
<b>Instruções de utilização:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Inspecione a almofada para confirmar se a pressão de insuflação é adequada</li> <li>Una a máscara a um circuito de respiração ou um dispositivo de reanimação</li> <li>Certifique-se de que as ligações estão bem fixas.</li> <li>Se existir risco de falha da máscara, substitua-a imediatamente.</li></ol>
<b>es</b> <b>Español</b>
<b>Los modelos</b> <p>AERObag® – BM06-...V</p> (Mascarilla de reanimación de PVC con válvula en los tamaños 0, 1, 2, 3, 4 y 5)
<p>Diseñada para usarse en equipos de reanimación, anestesia y ventilación</p> Material: PVC, HDPE para el gancho Temperatura de almacenamiento: 15 °C ~ 25 °C Humedad relativa en almacenamiento: < 85 <span> </span> %
<div><span><span>⚠</span></span><b>Precaución:</b></div> <ul style="list-style-type: none"><li>- Para uso por parte de personal con la cualificación y formación adecuadas.</li> <li>- Para un rendimiento óptimo, utilizar en el plazo de 3 años a partir de la fecha de fabricación.</li> <li>- No utilizar en presencia de anestésicos inflamables.</li> <li>- No reesterilizar.</li> <li>- Esta mascarilla está diseñada para empalmes de 15 mm D.I.</li> <li>- El producto es de un solo uso y no se debe reutilizar. La reutilización puede provocar infecciones cruzadas y reducir la funcionalidad y fiabilidad del producto</li></ul>
<b>Instrucciones de uso:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Verificar la presión de inflado del cojín.</li> <li>Conectar la mascarilla a un circuito de respiración o dispositivo de reanimación.</li> <li>Comprobar que las conexiones estén bien fijadas.</li> <li>Si se sospecha de cualquier fallo de la mascarilla, sustituirla de inmediato.</li></ol>
<b>it</b> <b>Italiano</b>
<b>Modelli</b> <p>AERObag® – BM06-...V</p> (Maschera per rianimazione in PVC con valvola nelle misure 0, 1, 2, 3, 4 e 5)
<p>Per apparecchiature di rianimazione, anestesia e ventilazione</p> Materiale: PVC, gancio in HDPE Temperatura di conservazione: 15 °C ~ 25 °C Umidità relativa di conservazione: <85%
<div><span><span>⚠</span></span><b>Attenzione:</b></div> <ul style="list-style-type: none"><li>- L’uso è riservato a personale qualificato e adeguatamente addestrato.</li> <li>- Per garantire le migliori prestazioni, utilizzare entro 3 anni dalla data di fabbricazione.</li> <li>- Non utilizzare in presenza di anestetici infiammabili.</li> <li>- Non sterilizzare.</li> <li>- Questa maschera è compatibile con raccordi standard da 15 mm di diametro interno.</li> <li>- Il dispositivo è monouso e non deve essere riutilizzato. Il riutilizzo può causare infezioni crociate e ridurre l’affidabilità e la funzionalità del prodotto.</li></ul>
<b>Istruzioni per l’uso:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Controllare il cuscino per verificare la corretta pressione di gonfiaggio.</li> <li>Collegare la maschera a un circuito di respirazione o a un dispositivo di rianimazione.</li> <li>Assicurarsi che i collegamenti siano saldi.</li> <li>In presenza di difetti accertati o presunti, sostituire immediatamente la maschera.</li></ol>